

EN

### BLEPHARITIS EYELID FOAM.

**HELPS TO ELIMINATE SECRETIONS AND DEBRIS FROM EYELIDS AND EYELASHES COLONIZED BY BACTERIA AND DEMODEX.**

**For external use only**

#### COMPOSITION

D-Pantenol, Aloe Vera, Taurine, Melaleuca Alternifolia (Tea Tree Oil), Anthemis Nobilis (Camomile E.O.), Aroma Camomile and purified Water.

#### DESCRIPTION AND INDICATIONS

NAVIBLE<sup>®</sup> INTENSIVE CARE is indicated for hygiene and mechanical removal of severe ocular secretions and debris from eyelashes and eyelids. These are caused by inflammatory conditions due to blepharitis and blepharoconjunctivitis, presence of bacteria or Demodex (eyelid mites), dry eyes, contact lenses.

NAVIBLE<sup>®</sup> INTENSIVE CARE can help reducing the risk of infections caused by bacteria and Demodex present on eyelids and eyelashes, also before and after ocular surgery.

#### PACKAGING

Bottle of 50 ml with a pump dispenser

REF F50NI130

Bottle of 5 ml with a pump dispenser

REF F5NI131

#### PROPERTIES

NAVIBLE<sup>®</sup> INTENSIVE CARE is a non-greasy and non-irritant formulation, for topical use.

#### WHAT IS BLEPHARITIS?

It is a chronic inflammation of the eyelids and is one of the most common disorders of the eye. This is often the main cause of eye discomfort, redness and tearing. Other eye symptoms of blepharitis include burning, itching, light sensitivity and irritation, sandy and gritty sensation that is more accentuated upon awakening.

Blepharitis is a chronic disease for which there is no cure and requires a long-term treatment, hygiene and maintenance to keep it under control and prevent subsequent related complications linked to this type of conditions.

#### DIRECTIONS FOR USE



1 - Before the application of the foam, wash your hands and then clean the fingertips with NAVIBLE<sup>®</sup> INTENSIVE CARE.

2 - Press the delivery pump and place the foam on the clean fingertips. When used before or after surgery it is recommended to place the foam

on sterile gauze.

3 - Close the eye and massage the eyelid and eyelashes with NAVIBLE<sup>®</sup> INTENSIVE CARE. Do not touch or open the eyes during the application. Let the foam dry before opening your eye to avoid the product entering into the eye. Leave the product on for 3 to 5 minutes.

4 - After each application rinse the eyelashes and eyelids with warm water.

**Note : Repeat the same steps for the other eye.**

Repeat this treatment 2 - 3 times a day for a period between 7 to 14 days, for maximum efficacy.

#### PRECAUTIONS

- Always wash your hands before and after use.
- Remove contact lenses before the application of the foam. Ensure all foam residue is removed before re-inserting lenses.
- Keep your eyes closed during the application.
- The product is intended for the application on eyelids and eyelashes. **Do not apply directly in the eyes.**
- **For external use only.**
- Keep out of the sight and reach of children.
- Do not use for children under 3 years.
- Use hypoallergenic eye makeup and delicate skin lotions around your eyes during the use.
- Do not use in case of known hypersensitivity to one of the constituents of the product.
- If irritation occurs, stop use immediately, rinse your eyes with water and contact your eye specialist if the irritation continues.
- Discard remaining solution within 6 months after first opening.
- **Do not use after the expiry date.**

#### STORAGE

- Store the product in a dry place below 35°C.



Distributor in Azerbaijan and Georgia:

BIH Pharmaceuticals Ltd  
Sofia - 1404, Triadica district,  
Kostenski Vodopad str.45/V/3, BULGARIA

**NOVAX<sup>®</sup> PHARMA**

Le Coronado

20, Av. de Fontvieille

MC 98000 MONACO

www.novaxpharma.com



V3 - Rev. 11-01-2018

#### PRESENTATIONS : NAVIBLE<sup>®</sup> is presented in two formulations:

- NAVIBLE<sup>®</sup> INTENSIVE CARE to eliminate severe ocular secretions and debris due to infections caused by bacteria and Demodex (Red box).

- NAVIBLE<sup>®</sup> DAILY CARE for long term daily hygiene and prevention of ocular secretions and debris due to infections caused by bacteria and Demodex (Blue box).

AZ

### BLEFARİT ZAMANI İSTİFADƏ EDİLƏN GÖZ QAPAĞI ÜÇÜN KÖPÜK. BAKTERİYA VƏ DEMODEKSİN SƏBƏB OLDUĞU GÖZ İFRAZATINI VƏ ÇİRKİ ARADAN QALDIRIR.

#### TİBBİ VASİTƏ

*Yalnız xaricə istifadə üçün!*

#### TƏRKİBİ

D-panthenol, Aloe vera, taurin, çay ağacı yağı (Melaleuca Alternifolia Oil), Roma çobanyastığı yağı (Anthemis nobilis oil), çobanyastığı ətri və təmizlənmis su.

#### TƏSVİRİ VƏ TƏSİRİ

NAVIBLE® İNTENSİV QULLUQ kirkplərdən və göz qapaqlarından göz ifrazatının və çirkinin təmizlənməsi və gözün gigiyenası üçün nəzərdə tutulub. Göz ifrazatı və çirki blefarit və blefarokonyunktivitlə bağlı iltihabi proseslər, bakteriya və ya demodeks (dərili qanqlar), "quru göz" sindromu və kontakt linzadan istifadə nəticəsində meydana gəlir.

NAVIBLE® İNTENSİV QULLUQ bakteriya və demodekslə əlaqəli, həmçinin, göz əməliyyatından əvvəl və sonra gözlərdə və kirkplərdə infeksiyanın yaranma riskini azaltmaq təsirində maldır.

#### BURAXILIS FORMASI

50 ml dozatorlu flakon **REF F50N130**

5 ml dozatorlu flakon **REF F5N131**

#### XÜSUSİYYƏTLƏRİ

NAVIBLE® İNTENSİV QULLUQ gündəlik istifadə üçün nəzərdə tutulmuş yağsız və qıcıqlandırmayan tərkibə maldır.

#### BLEFARİT NƏDİR?

Geniş yayılmış göz xəstəliklərinin biri olan blefarit göz qapaqlarının xroniki iltihabıdır. Bu xəstəlik bir çox hallarda gözdəki narahatlıq, qızartı və yaşamanın əsas səbəbi hesab olunur. Blefaritin digər simptomlarına, gözdə yama, qaşınma, qıcıqlanma, işıq həssaslıq və əsasən yuxudan oyanandan sonra müşahidə olunan "gözə qum tökülmə" hissi daxildir.

Blefarit xroniki xəstəlikdir. Tam müalicə olunmasa da, xəstəliyi nəzarətdə saxlamaq və onunla əlaqəli simptomları aradan qaldırmaq üçün uzunmüddətli müalicə tələb olunur.

#### İSTİFADƏ QAYDASI



1 - Köpükdən istifadə etməzdən əvvəl əllərinizi yaxşıca yuyun, daha sonra barmaqlarınızın ucunu NAVIBLE® İNTENSİV QULLUQ ilə təmizləyin.

2 - Dozatorlu flakonun başlığını basaraq köpüyü təmiz barmaq uclarınıza sıxın. Əməliyyatdan əvvəl və ya sonra istifadə etdikdə köpüyü steril tənzifin üzərinə sıxmaq tövsiyə olunur.

3 - Gözünüzü yumun və göz qapağınızı və kirkpini NAVIBLE® İNTENSİV QULLUQ ilə yüngül masaj edin. Gözünüzü açmayın və 3-5 dəqiqə gözləyin.

4 - Daha sonra göz qapağınızı və kirkplərinizi ilıq su ilə yuyun.

**Qeyd: Bu prosedurları digər gözünüzə də tətbiq edin.**

Maksimum fayda əldə etmək üçün bu proseduru 7-14 gün arızədə hər gün 2-3 dəfə həyata keçirin.

#### EHTİYAT TƏDBİRLƏRİ

- Har istifadədən əvvəl və sonra əllərinizi yuyun.
- Köpükdən istifadə etməzdən əvvəl kontakt linzaları çıxarın. Linzayı yenidən gözünüzdə taxmadan əvvəl köpüyü tamamilə yuyulduğundan əmin olun.
- Prosesi həyata keçirərkən gözünüzü yumulu saxlayın.
- Bu məhsul göz qapaqları və kirkplər üçün nəzərdə tutulmuşdur. Onu birbaşa gözünüzdə vurmayın.

• **Yalnız xaricə istifadə üçündür.**

• Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

• 3 yaşdan aşağı uşaqlar üçün istifadə edilə bilməz.

• Məhsuldan istifadə edərkən gözələrinizi ətrafına hipoaallergen göz makiyajı və yumşaq dəri losyonları çəkin.

• Məhsulun hər hansı ingredientinə qarşı hiperhəssaslığınız varsa, istifadə etməyin.

• Köpükdən istifadə zamanı qıcıqlanma müşahidə edildikdə, ondan istifadəni dərhal dayandırın, gözələrinizi bol su ilə yuyun və qıcıqlanma davam edərsə, göz həkiminə müraciət edin.

• İlk dəfə açılmasından 6 ay keçdikdən sonra qalan məhsuldan istifadə etmək olmaz.

• **Yararlılıq müddəti başa çatmış məhsuldan istifadə etmək olmaz.**

#### SAXLANMA ŞƏRAİTİ

• 35°C-dən aşağı temperaturda saxlayın.

**Məhsul dərman vasitəsi deyil, tibbi vasitədir.**



*Azərbaycan və Gürcüstandakı distribütör:*

**BIH Pharmaceuticals Ltd**  
Sofia - 1404, Triadica district,  
Kostenski Vodopad str.45/V/3, BULGARIA

**NOVAX® PHARMA**  
Le Coronado  
20, Av. de Fontvieille  
MC 98000 MONACO  
www.novaxpharma.com



V4 - Rev. 11-01-2018

**MƏHSULUN FORMASI: NAVIBLE®** iki tərkibdə mövcuddur:

- Bakteriya və demodeksin səbəb olduğu göz ifrazatını və çirkin aradan qaldırmaq üçün nəzərdə tutulmuş NAVIBLE® İNTENSİV QULLUQ (qırmızı qutuda).

- Bakteriya və demodeksin səbəb olduğu göz ifrazatı və çirkin qarşısını almaq və gözün uzunmüddətli sağlamlığını və təmizliyini təmin etmək üçün nəzərdə tutulmuş NAVIBLE® İNTENSİV QULLUQ (göy qutuda).