



Bu məhsul dərman vasitəsi deyil, tibbi vasitədir

YAŞLANMA VƏ SƏRT İQLIM ŞƏRAİTİ İLƏ ƏLAQƏDAR GÖRMƏ POZĞUNLUQLARININ YARANMASININ QARŞISINI ALARAQ,
GÖRMƏ İTİLİYİNİ QORUYUR.

- Aydın görmə qabiliyyətinin saxlanması
- Antioksidant təsir
- Vazoprotektor təsir
- Nəmləndirici təsir

Tərkibində konservant yoxdur
Steril məhlul

Öz yüksək texnologiyalı filtrinin hesabına davamlı istifadə zamanı steril xüsusiyyətlərini qoruyan, tərkibində konservantlar olmayan məhluldur. Tərkibində konservant maddə olmaması səbəbindən göz səthinə yumşaq təsir göstərir və təkrar istifadə oluna bilər.

VISglyc® NEO fizioloji Ph-a malik, N-asetil karnozin, qaragilə ekstraktı və xondroitin sulfat tərkibli 10 ml-lik flakon şəklində steril oftalmoloji məhluldur. Bu təbii maddələrin birgə fəaliyyəti:

- Yaşlanma və ekoloji təsirlərin nəticəsində göz zədələnməsinin qarşısını alır və görmə itiliyinin saxlanılmasına yardım edir. N-asetil karnozin və qaragilə ekstraktı kimi antioksidantlar göz bülürünün zədələnməsinə səbəb olan sərbəst radikalların orqanizmdən xaric olmasına yardım edir.
- Xondroitin sulfatın nəmləndirici xüsusiyyəti və qaragilə ekstraktının angioprotektiv təsiri sayəsində okulyar qidalanmanın və mikrosirkulyasiyanın tənzimlənməsinə təsir edir.

İSTİFADƏ QAYDASI

Hər gözü 1 damcı damcılatmaq lazımdır. Hər istifadədən sonra flakonun qapağı kəpik bağlanılmalıdır. Məhlulun tərkibində qoruyucu olmadığı üçün ondan tez-tez istifadə etmək olar. **VISglyc® NEO** kontakt linza istifadə edən şəxslərə də tətbiq oluna bilər. Flakon açıldıqdan sonra 3 ay ərzində istifadə oluna bilər. Hər flakon fərdi istifadə üçün nəzərdə tutulmuşdur.

TƏRKİBİ

N-asetil karnozin (1%), qaragilə ekstraktı, xondroitin sulfat (0.15%), ikiasanlı natrium fosfat dodekahidrat, bircəbəbə natrium fosfat monohidrat, natrium xlorid, inyeksiya üçün su lq, 100ml.

EHTİYAT TƏDBİRLƏRİ VƏ XƏBƏRDARLIQLAR

- Tibbi vasitə xüsusi olaraq oftalmoloji sahədə istifadə üçün nəzərdə tutulmuşdur.
- İstifadədən qabaq əlləri təmiz yumaq lazımdır.
- Flakon zədələnməmişdirsə məhsuldan istifadə etmək olmaz.
- Çirklənmə ehtimalının qarşısını almaq üçün damcıdanın ucunun hər hansı səthə və ya gözü təmas etməsindən qaçınmaq lazımdır.
- Tərkibdə olan maddələrdən hər hansı birinə qarşı allergiya hallarında tibbi vasitə istifadə edilməməlidir.
- Xüsusi saxlanma şəraiti tələb olunmur.
- Flakon üzərində göstərilmiş yararlılıq müddəti bitdikdən sonra məhsul istifadə edilməməlidir.
- Ətraf mühiti qorumaq ümumiyyətlə istifadədən sonra flakon məişət tullantıları ilə birgə atılmalıdır.
- Uşaqların əli çatmayan yerə saxlamaq lazımdır.
- Birgə istifadə edilən preparatlar haqqında həkim və ya açaq məlumatlandırılmalıdır.
- Əgər diskomfort hissi baş versə müalicəni dayandırmaqla və dərhal həkimə müraciət olunmalıdır.

BURAXILIŞ FORMASI

10 ml steril məhlul olan çoxdozalı flakon.

YARARLIQLIQ MÜDDƏTİ

Qablaşma və flakon üzərində qeyd olunan yararlılıq müddəti bitdikdən sonra tibbi vasitəni istifadə etmək olmaz. Yararlılıq müddəti zədələnməmiş və ağılmamış məhsula aiddir. Məhlul flakon açıldıqdan sonra 3 ay ərzində istifadə edilə bilər.



TİBBİ VASİTƏ

STERIL A

İSTEHSALCI:
OPKO Health Spain S.L.U.
Pl. Europa 13-15, Local 2,
08908 L'Hospitalet de Llobregat
(Barcelona), İspaniya

Rev. n°: 11/2016



PREVENTS THE OCULAR DETERIORATION ASSOCIATED TO AGING AND HARSH ENVIRONMENTAL CONDITIONS,
CONTRIBUTING TO THE MAINTENANCE OF VISUAL ACUTY

- Clear and sharp vision
- Vasoprotector

- Antioxidant
- Moisturiser

Preservative free
Sterile solution

Preservative-free solution which, thanks to its high technology filter, remains sterile throughout its continued use. As it contains no preservatives, it is gentle on the surface of the eye and can be used frequently.

visglyc® neo is a sterile ophthalmic solution, with a physiological pH, based on natural substances: N-acetylcarnosine, *Vaccinium myrtillus* extract and chondroitin sulphate of marine origin.

The combined action of these natural substances:

- Prevents ocular damage derived from aging and harsh environmental conditions contributing to the maintenance of the visual acuity, with antioxidants such as N-acetylcarnosine and *Vaccinium myrtillus* extract that aid in scavenging free radicals that damage the ocular crystalline lens.
- Contributes to regulate the microcirculation and ocular nutrition, due to the hydration capacity of chondroitin sulphate and the vasoprotector property of *Vaccinium myrtillus*.

INSTRUCTIONS FOR USE

Open the bottle and squeeze gently to apply 1 drop in each eye. Replace cap after each use. Since it contains no preservatives, it can be used frequently. Compatible with contact lenses. Can be use up to 3 months after opening. Container for personal use.

COMPOSITION

N-acetylcarnosine (1%), *Vaccinium myrtillus* extract, chondroitin sulphate (0.15%), sodium phosphate dibasic dodecahydrate, sodium phosphate monobasic monohydrate, sodium chloride, water for injections q.s. 100ml.

PRECAUTIONS AND WARNINGS

- Exclusively for ophthalmic use.
- Wash your hands before application.
- Do not use the product if the container, before opening, is damaged or not well closed.
- Do not use in case of sensitivity or allergy to any of the components.
- During application, it is recommended not to touch the eye or any other surface with the container applicator.
- Do not require any special storage conditions.
- Do not use after the expiry date indicated on the container.
- Keep out of reach of children.
- Do not dispose of the container in the environment after use.
- It is advised to consult a doctor about the compatibility with other medicines.
- If discomfort is noted, suspend the treatment and consult a specialist.

PRESENTATION

Multidose container with 10 ml of sterile solution.

SHELF LIFE

Unopened, do not use after the expiry date stated on the box and the bottle label. The contents can be used up to 3 months after opening.

Rev nº: 11/2016



MEDICAL DEVICE

STERILE | A

MANUFACTURER:
OPKO Health Spain S.L.U.
Pl. Europa 13-15, Local 2,
08908 L'Hospitalet de Llobregat
(Barcelona), Spain