

	Codice	Prodotto		Formulazione	Elaborato	Destinazione	Braille	
	FG372-00	Ialuvit Monodose		Collirio	Foglietto	Azerbaigian		
	Carta	Dimensioni LxH	N. Col.	Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5
		140 x 200 mm	1	 P. 287				
Versione	 0.0	 0.1	 1.2	 1.3	 1.4	 1.5	 1.6	 1.7
Data	31.01.2020							

Ialuvit

Oftalmoloji məhlul
Tibbi vasitə

Tərkibi

100 ml məhlulun tərkibinə daxildir:
Natrium hialuronat 0,5 q, sianokobalamin 0,05 q, taurin 0,5 q, sorbitol, trinatium sitrat, natrium xlorid, kalium xlorid, maqnezium xlorid, ikiəsaslı natrium fosfat, birəsaslı natrium fosfat, inyeksiya üçün su.

Buraxılış forması

Ialuvit, 15 ədəd 0,6 ml-lik flakonlar karton qutuya qablaşdırılmışdır.

Ialuvit nədir

Ialuvit oftalmoloji məhluldur.

İstifadə sahəsi

Ialuvit tərkibində olan yüksək miqdarda natrium hialuronat (0,5%) öz mukomimetik və psevdoplastik xüsusiyyətləri sayəsində göz səthi üzərində bərabər paylanaraq qoruyucu təbəqə əmələ gətirir.

Beləliklə, Ialuvit göz yaş pərdəsini stabiləşdirərək, göz qırpması və göz hərəkəti zamanı yaranan sürtünmə və gərginliyi aradan qaldırır.

Müvafiq olaraq B vitamini və amin turşusu maddələr qrupuna aid olan sianokobalamin və taurin maddələri təbii halda göz almasının ön seqmentinin toxumasında mövcuddur və hialuron turşusu ilə birgə buynuz qişanın reepitelizasiyasını təmin edir.

Ialuvit hopitonik məhlul əsasında hazırlanmışdır, bu göz yaş pərdəsinin hiperosmolyarlığını tənzimləməklə bərabər, həmçinin, xüsusi tərkibli duz

məhlulunun təsiri nəticəsində göz səthinin sağlamlığının qorunmasında birinci dərəcəli əhəmiyyətli olan natrium, kalium və maqnezium kimi ionların konsentrasiyasının təbii səviyyəsinin saxlanılmasını və bərpasını təmin edir.

Məhsulu nə zaman istifadə etmək olmaz

Məhsulun tərkibində olan hər hansı komponentə və yaxud digər kimyəvi cəhətdən bənzər maddələrə qarşı yüksək həssaslıq olduqda.

Xəbərdarlıqlar

Ialuvit yalnız xaricə istifadə üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Digər yerli istifadə olunan oftalmoloji vasitələrlə birgə istifadə edildikdə ən azı on dəqiqəlik intervalla damızdırmaq lazımdır.

İstifadəsi qaydası

Ialuvitin düzgün istifadəsi fərdi vəziyyətdən asılı olaraq həkim təyinatına əsasən təyin olunur.

Adətən, hər gözün konyunktival kisəsinə gündə 3-4 dəfə 1-2 damcı təyin olunur.

İstifadə metodu

Çirkənmə ehtimalının qarşısını almaq üçün folqa paketi bilavasitə istifadədən əvvəl açmaq lazımdır.

Bir flakonu zolaqdan ayırın.

Flakonu açmaq üçün yuxarı hissədəki başlığı buraraq çıxarın, təkrar istifadə üçün yararlı olması məqsədi ilə, onun təmiz səthə qoyulmasından əmin olun.

Hər dəfə flakon ucluğunun kirkip və yaxud göz səthi ilə təmasda olmamasına nəzarət etməklə hər gözə 1-2 damcı damcıladın.

İstifadədən sonra flakonun qapağı ilə dərhal kip bağlamaq lazımdır.

İaluvitin kontakt linzalar istifadə edən şəxslərdə istifadəsi uyğundur.

Əlavə təsirləri

Bəzən, məhsulun tətbiqi zamanı yüngül görmə bulanıqlığı müşahidə oluna bilər. Bu məhsulun özlülüyündən asılıdır. Bu hiss tez bir zamanda aradan qalxır. Bəzən dözülməzlik halları (yanğı hissi və/və yaxud qıcıqlanma) baş verə bilər, lakin bu əhəmiyyətsizdir, və istifadə qaydasında dəyişikliklərin edilməsini tələb etmir.

Buna baxmayaraq, əgər bu əlamətlər davam edərsə, okulistə müraciət edin. Hər hansı arzuolunmaz nəticələrin yaranma riskinin qarşısının alınması üçün, məhsul istifadə qaydasına uyğun olaraq tətbiq edilməlidir.

Yararlılıq müddəti və saxlanılma şəraiti

İaluvit 2°C-dən 25°C-dək temperaturda saxlanılmalıdır.

Hər bir istifadədən sonra flakonu kip bağlayaraq məhsulu təkrar istifadə etmək olar.

Lakin, məhsulun tərkibində konservant maddələrin olmaması səbəbindən vasitə 24 saat ərzində istifadə edilməlidir.

Ehtiyat tədbirləri

Qablaşma üzərində qeyd olunmuş yararlılıq müddəti bitdikdən sonra məhsulu istifadə etmək olmaz.

Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlamaq lazımdır.

Məhlulun rənginin qırmızı olması tərkibində olan sianokobalamin maddəsinin mövcud olması ilə bağlıdır, bu, məhsulun yararsız olmasına işarət etmir.

Kontakt linza üzərinə istifadə edilərsə, onların rənginin dəyişilməsi mümkündür. Bu müvəqqətidir, və linzayı zədələmir.

İstehsalçı:

ALFA INTES

Industria Terapeutica Splendore S.r.l.

Via Fratelli Bandiera 26

80026 Casoria (NA) - İtaliya



ALFA INTES